

Acuvision – новое решение визуализации точек Акупунктуры

М.Теппоне, Р.Авакян, «Колояро – 2000», Москва

«Теоретические и клинические аспекты применения Биорезонансной и Мультирезонансной терапии» V Международная конференция
Москва, 16-18 апреля 1999, М.: «Имедис», Часть II, с. 288-289
<https://archive.org/details/acuvision-new-decision>



Все известные методы выявления точек акупунктуры (ТА) и определения их функциональной активности базируются на контактном измерении различных биофизических параметров кожи в области ТА [Y.Nacatani, 1950; R.Voll, 1953]. Как правило, для этого необходимо предварительное знание локализации точек, а результаты измерения зависят от ряда субъективных и объективных факторов.

«AcuVision» объединяет в себе эффекты аппаратов франклинизации и электропунктуры. Заземленный биологический объект помещается в электростатическое поле высоковольтного коронного разряда, которое «стекается» в точки минимального электрического сопротивления на поверхности биообъекта. При этом реализуется эффект аэро-ионной пунктуры.

Для проведения обследования поверхность заземленного биологического объекта покрывается тонким диэлектрическим материалом (полиэтилен, бумага, хлопчатобумажная ткань). В электростатическом поле высоковольтного коронного разряда на диэлектрике возникает голубоватое свечение (феномен люминесценции).

Наибольшая яркость люминесценции наблюдается в области максимальной концентрации электростатического поля, т.е. над точками минимального электрического сопротивления. Диагностически значимыми являются такие параметры, как локализация, яркость и длительность свечения. Аппарат «AcuVision» позволяет проводить исследование ТА, находящихся на стандартных, фоллевских и бель-(Su Jok) меридианах, а также внемеридианальных ТА и точек различных микросистем (ушная раковина, нос и др.).

Единый комплекс, состоящий из аппарата «AcuVision», системы съема информации и РС со специальным программным обеспечением, позволяет проводить синдромную и, вероятно, нозологическую дифференциальную диагностику заболеваний.

При определенных режимах коронный разряд трансформируется в тихий искровой разряд, что обеспечивает реализацию дозированной электропунктуры.

Таким образом, аппарат «AcuVision» обеспечивает визуализацию точек минимального сопротивления на различных биологических объектах (кожа человека и животных, поверхность растений, плодов и фруктов), а также электро- и аэро-ионную пунктуру.